

Поликлональное Антитело Против Dvl1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O14640

Артикул: CM0023373



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого белка DVL1, применимо для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным белком. Мишень участвует в передаче сигналов Wnt; подходит для исследовательского использования в биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DVL1 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	DVL; DRS2; DVL1L1; DVL1P1; DVL1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1855
GeneID	1855
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 11-110 человеческого белка DVL1 (NP_001317240.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O14640
Молекулярная масса белка	75 кДа
Условия доставки	В термopakете со льдом