

Поликлональное Антитело Против Dvl1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14640

Артикул: CM0016444



введение

Кроличье поликлональное антитело DVL1 нацелено на белок DVL1 человека (UniProt O14640), подходит для анализов WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA, с перекрёстной реактивностью к белкам мыши и крысы. Идеально подходит для исследований Wnt-сигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело DVL1
Примечания/синонимы	DVL; DRS2; DVL1L1; DVL1P1; DVL1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1855
GeneID	1855
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 510–640 человеческого DVL1 (NP_004412.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O14640
Молекулярная масса белка	75 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом