


Кроличье Поликлональное Антитело Против Dvl2 Для If/Icc И Elisa - O14641

Артикул: CM0017524



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого DVL2, валидированное для применений IF/ICC и ELISA. Рекомбинантный иммуноген, перекрестно реагирует с человеческим белком 79 кДа. Идеально для изучения канонической и неканонической передачи сигналов Wnt.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против DVL2
Примечания/Алиас	DVL2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1856
GeneID	1856
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого DVL2 (NP_004413.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14641
Молекулярная масса белка	79 кДа
Доставка	В пакете со льдом