


Поликлональное Антитело К Dvl3 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии, Elisa - Q92997

Артикул: CM0026355



введение

Кроличье поликлональное антитело DVL3 от CamelBio нацелено на человеческий сегментный полярный белок dishevelled-3. Подходит для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии, ELISA; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований сигнального пути Wnt.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к DVL3
Примечания/Альтернативные названия	DRS3; DVL3
Вид	Человек
GeneID	1857
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 580-650 человеческого белка DVL3 (NP_004414.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q92997
Молекулярная масса белка	78 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом