

Поликлональное Антитело Anti-Dynamin 3 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9Uq16

Артикул: CM0015652



введение

Кроличье поликлональное антитело против Dynamin 3 человека (Dyna III), валидированное для WB, IF/ICC, ELISA, с перекрёстной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований везикулярного транспорта и эндоцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против Dynamin 3
Примечания/синоним	Dyna III; Dynamin 3
Вид	Человек
GeneID (человек)	26052
GeneID	26052
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 410-555 Dynamin 3 человека (NP_001265181.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q9UQ16
Молекулярная масса белка	98 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом