

Кроличий Моноклональный Антитело Против Динамина-3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Uq16

Артикул: CM0003369



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого Динамина-3 (DNM3). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Обнаруживает образцы человека и мыши с ожидаемой полосой при 98 кДа. Идеально подходит для изучения эндоцитоза и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Dynamin 3 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	Dyna III; Dynamin 3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	26052
ID гена	26052
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 700-800 человеческого Динамина 3 (Q9UQ16)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UQ16
Молекулярный вес белка	98kDa
Доставка	Сумка со льдом