


Кроличья Поликлональная Антитела Против Dync1H1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q14204

Артикул: CM0021628



введение

Кроличья поликлональные антитела к DYNC1H1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Специфичны к человеческому DYNC1H1

(Цитоплазматический динеин 1 тяжелая цепь 1, 532 кДа), моторному белку для внутриклеточного ретроградного транспорта и сборки митотического веретена. Идеальны для исследований в клеточной биологии и нейронауках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb к DYNC1H1
Примечания/Альтернативные названия	p22; DHC1; DNCL; DYHC; HL-3; CMT2O; DHC1a; DNCH1; DNECL; Dnchc1; CDCBM13; SMALED1; DYNC1H1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1778
ID гена	1778
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 человеческого DYNC1H1 (NP_001367.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q14204
Молекулярная масса белка	532 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом