

Поликлональные Антитела Против Dync111 Для Wb, Ihc-P, Elisa - O14576

Артикул: CM0024807

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого DYNC111, валидированные для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для изучения цитоплазматического динеинового мотора и внутриклеточного транспорта. - O14576

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DYNC111 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DNC11; DNC1C1; DYNC111
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1780
GeneID	1780
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого DYNC111 (NP_001129028.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14576
Молекулярный вес белка	73кДа
Доставка	Сумка со льдом