


Поликлональные Антитела Против Dync112 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q13409

Артикул: CM0016846



введение

Кроличьи поликлональные антитела против DYNC112, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), реактивные по отношению к белку человека, мыши и крысы — цитоплазматическому динеину 1, промежуточной цепи 2, ключевому моторному белку для внутриклеточного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DYNC112 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	IC2; DIC74; DNC12; NEDMIBA; DYNC112
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1781
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 352-612 человеческого DYNC112 (NP_001258717.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13409
Молекулярный вес белка	71кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент