

Поликлональное Антитело Против Dync2H1 Для Вб И Ифа - Q8Ncm8

Артикул: CM0014769



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против DYNC2H1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с антигенами человека и крысы. Получено из рекомбинантного иммуногена (остатки 1–250 аминокислот). Идеально подходит для исследований биогенеза ресничек и внутригугутикового транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DYNC2H1 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	ATD3; DHC2; DHC1b; DNCH2; DYH1B; SRTD3; SRPS2B; hdhc11; DYNC2H1
Вид	Человек
ID гена (человек)	79659
ID гена	79659
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–250 белка DYNC2H1 человека (NP_001073932.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q8NCM8
Молекулярная масса белка	493 кДа
Доставка	Хладоэлемент