

Кроличья Поликлональная Антитела Против Dync2Li1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Tcx1

Артикул: CM0027186



введение

Кроличьи поликлональные антитела DYNC2LI1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА; детектируют цитоплазматический динеин 2 легкую промежуточную цепь 1 человека, мыши, крысы; подходят для исследований биологии ресничек и внутригугутикового транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против DYNC2LI1
Примечания/Альтернативные названия	LIC3; D2LIC; CGI-60; DYNC2LI1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51626
GeneID	51626
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-352 человеческого DYNC2LI1 (NP_001180393.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TCX1
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом