


Поликлональное Антитело Против Dynll1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63167

Артикул: CM0013588



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого DYNLL1 (лайтовая цепь динеина 1). Валидировано для применения в WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с человеческим, мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для исследования цитоскелета и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DYNLL1 кроличье пАнт
Примечания/Альтернативные названия	LC8, PIN, DLC1, DLC8, LC8a, DNCL1, hdlc1, DNCLC1, DYNLL1
Вид	Человек
ID гена	8655
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-89 человеческого DYNLL1 (NP_003737.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P63167
Молекулярная масса белка	10 кДа
Доставка	Холодовой пакет