


Кроличье Моноклональное Антитело Против Dynll1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии (Парафиновые Срезы), Elisa - P63167

Артикул: CM0012808



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого DYNLL1 (динеиновый легкий цепь 1, LC8/PIN), валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии (парафиновые срезы) и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований цитоскелета, апоптоза и повреждения ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DYNLL1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	LC8; PIN; DLC1; DLC8; LC8a; DNCL1; hdlc1; DNCLC1; DYNLL1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8655
ID гена	8655
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-89 человеческого DYNLL1 (P63167).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P63167
Молекулярная масса белка	10 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом