

Кроличья Поликлональная Анти-Dynll2 Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - Q96Fj2

Артикул: CM0017559



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок DYNLL2, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ИФА. Обнаруживает цитоплазматическую легкую цепь динеина 2, участвующую во внутриклеточном транспорте, в образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DYNLL2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	Dlc2, DNCL1B, RSPH22, DYNLL2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	140735
GeneID	140735
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-89 человеческого белка DYNLL2 (NP_542408.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96FJ2
Молекулярная масса белка	10 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом