


Поликлональное Антитело Против Dyrk1A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q13627

Артикул: CM0012929



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого DYRK1A, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Рекombинантный иммуноген, UniProt Q13627. Подходит для изучения киназы DYRK1A в репарации ДНК и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DYRK1A Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MNB; DYRK; HP86; MNBH; MRD7; DYRK1; DYRK1A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1859
GeneID	1859
Иммуноген	Рекombинантный белок; Рекombинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 624-763 человеческого DYRK1A (NP_001387.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13627
Молекулярная масса белка	86 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом