

Анти-Dyrk2 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - Q92630

Артикул: CM0027064



введение

Валидированные анти-DYRK2 поликлональные антитела кролика для WB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают человеческий и мышиный DYRK2, киназу двойной специфичности, участвующую в регуляции клеточного цикла, апоптозе и реакции на повреждение ДНК. Идеальны для изучения сигнальных путей киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DYRK2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	DYRK2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8445
ID гена	8445
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 429-528 человеческого DYRK2 (NP_003574.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q92630
Молекулярный вес белка	67кДа
Доставка	Сумка со льдом