

Кроличья Поликлональная Антитела Против Dyrk2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q92630

Артикул: CM0021146



введение

Валидированные кроличьи поликлональные антитела против DYRK2 для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА, перекрестно реагирующие с человеческим и крысиным белком. Нацелены на киназу двойной специфичности, участвующую в клеточном цикле, апоптозе и ответе на повреждение ДНК. Предназначены для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против DYRK2
Примечания/Альтернативные названия	DYRK2; dual specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 2
Вид	Человек
GeneID	8445
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 500-600 человеческого белка DYRK2.
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИНС-Р), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q92630
Молекулярная масса белка	59 кДа/66 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом