

Антикроличья Поликлональная Антитело Anti-Dyrk4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nr20

Артикул: CM0023363

введение

Антикроличья поликлональная антитело Anti-DYRK4, валидированная для применений Вестерн-блоттинг и ИФА. Обнаруживает двойную специфичность тирозин-фосфорилирование-регулируемой киназы 4 в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований спермиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DYRK4 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативное название	DYRK4
Вид	Человек
ID гена (человек)	8798
ID гена	8798
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 330-480 DYRK4 человека (NP_003836.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NR20
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	С пакетом охладителя