


## Поликлональное Антитело Против Dystonin (Dst) Для Wb, Elisa - Q03001

Артикул: CM0021297



### введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого дистонина (DST), для вестерн-блоттинга и ИФА. Подтвержденная перекрестная реактивность с мышью и крысой; идеально подходит для исследований цитоскелета, полудесмосом и эпителиальной адгезии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | DST Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Примечания/Псевдоним      | DT, BPA, DMH, EBS3, BP240, BPAG1, EBSB2, HSAN6, MACF2, CATX15, CATX-15, D6S1101, DST                                              |
| Вид                       | Человек                                                                                                                           |
| GeneID (Человек)          | 667                                                                                                                               |
| GeneID                    | 667                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого DST (NP_001714.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                           |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                              |
| SWISS                     | Q03001                                                                                                                            |
| Молекулярный вес белка    | 861кДа                                                                                                                            |
| Доставка                  | Сумка-холодильник                                                                                                                 |