

Поликлональное Антитело К Дистрофину Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11532

Артикул: CM0016991



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на дистрофин человека (Gene ID: 1756), для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Валидировано для человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований нервно-мышечных заболеваний и разработки диагностических анализов для ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к дистрофину
Примечания/синонимы	BMD; CMD3B; MRX85; DXS142; DXS164; DXS206; DXS230; DXS239; DXS268; DXS269; DXS270; DXS272; Дистрофин
Вид	Человек
GeneID (человек)	1756
GeneID	1756
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 346-635 дистрофина человека (NP_003997.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P11532
Молекулярная масса белка	427 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет