

Поликлональные Антитела Против Е-Кадгерина Для Wb, Ihc-P, Elisa - P12830

Артикул: CM0026248



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого Е-кадгерина (CDH1). Валидированы для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью, крысой. 97 кДа. Идеальны для исследований клеточной адгезии и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	E-Cadherin Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCD51; CD324; E-Cadherin
Вид	Человек
ID гена	999
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 373-622 человеческого Е-кадгерина (NP_004351.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12830
Молекулярный вес белка	97kDa
Доставка	Сумка со льдом