

Поликлональное Антитело Anti-E-Cadherin Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12830

Артикул: CM0014358



введение

Кроличье антитело pAb Anti-E-Cadherin, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения клеточной адгезии, целостности эпителия и онкологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело pAb к E-Cadherin
Примечания/синонимы	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324; E-Cadherin
Вид	Человек
GeneID (человек)	999
GeneID	999
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 373-622 человеческого E-Cadherin (NP_004351.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P12830
Молекулярная масса белка	97 кДа
Доставка	Сумка со льдом