

Кроличье Моноклональное Антитело Против Е-Кадгерина Для Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa — P12830

Артикул: CM0002230



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к человеческому Е-кадгерину. Валидировано для WB, IF, IHC-P и ELISA. Реагирует с пробами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований клеточной адгезии, ЭМП и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Е-кадгерину
Примечания/синонимы	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCD51; CD324; E-Cadherin
Вид	Человек
GeneID	999
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 701-800 человеческого Е-кадгерина (NP_004351.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12830
Молекулярная масса белка	97 кДа
Доставка	Хладоэлемент