


Моноклональное Антитело Против E-Cadherin/Cd324 Для Проточной Цитометрии - P12830

Артикул: CM0004652



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого E-Cadherin/CD324 для проточной цитометрии. Нацелено на внеклеточный домен (а.о. 155-707). Реактивность видов: человек. Предполагаемая молекулярная масса ~97 кДа. Подходит для изучения клеточной адгезии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human E-Cadherin/CD324 mAb
Примечания/Псевдоним	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324
Вид	Человек
GeneID (человек)	999
GeneID	999
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 155-707 человеческого E-Cadherin/CD324 (NP_004351.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P12830
Масса белка	90kDa/97kDa
Доставка	Сумка со льдом