

Поликлональные Антитела Против E-Selectin/Cd62E Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q00690

Артикул: CM0022253

введение

Кроличьи поликлональные антитела к мышиному E-Selectin/CD62E. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходят для изучения адгезии лейкоцитов, воспаления и активации эндотелия.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	E-Selectin/CD62E Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Elam; CD62E; ELAM-1; LECAM2; E-selectin; E-Selectin/CD62E
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	6401
ID гена (Мышь)	20339
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 22-557 мышиного E-Selectin/CD62E (NP_035475.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q00690
Молекулярный вес белка	66кДа
Доставка	Сумка со льдом