


Поликлональное Антитело Anti-E2A Для Wb, IHC-P, Elisa — P15923

Артикул: CM0018814



введение

Кроличье поликлональное антитело к E2A, валидированное для WB, IHC-P и ELISA у человека, мыши и крысы. Нацелено на транскрипционный фактор TCF3/E2A, участвующий в дифференцировке и развитии В-клеток. Идеально подходит для исследований транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к E2A
Примечания/синонимы	E2A; E47; p75; AGM8; ITF1; VDIR; AGM8A; AGM8B; TCF-3; bHLHb21
Вид	Человек
GeneID (человек)	6929
GeneID	6929
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 450-525 человеческого E2A (P15923)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P15923
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом