


Кроличье Моноклональное Антитело Против E2A/Tcf3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P15923

Артикул: CM0005971



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого E2A/TCF3, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследований регуляции транскрипции, дифференцировки В-клеток и онкологии. Перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к E2A/TCF3
Примечания/Альтернативные названия	TCF3; AGM8; E2A; E47; ITF1; TCF-3; VDIR; bHLHb21; фактор транскрипции 3
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	6929
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 379-525 человеческого E2A/TCF3 (NP_003191.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P15923
Молекулярная масса белка	67кДа/68кДа
Условия доставки	В пакете со льдом