

Поликлональное Антитело К E2F1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - Q01094

Артикул: CM0020482



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на E2F1, транскрипционный фактор, регулирующий клеточный цикл и апоптоз. Валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA, перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований в онкологии и клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	E2F1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RBP3; E2F-1; RBAP1; RBBP3; E2F1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1869
GeneID	1869
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-301 белка E2F1 человека (NP_005216.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01094
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом