


## Кроличье Моноклональное Антитело Против E2F2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q14209

Артикул: CM0005707



### введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к фактору транскрипции E2F2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА с образцами человека и мыши. Идеально подходит для исследования клеточного цикла и онкологии. Поставка на льду.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | E2F2, кроличье моноклональное антитело                                                                                                                        |
| Примечания/Альтернативные названия | E2F-2; E2F2                                                                                                                                                   |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                                       |
| ID гена (человек)                  | 1870                                                                                                                                                          |
| ID гена                            | 1870                                                                                                                                                          |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 303-395 человеческого E2F2 (Q14209). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                                        |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                                                       |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                                                         |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь                                                                                                                                                 |
| SWISS                              | Q14209                                                                                                                                                        |
| Молекулярная масса белка           | 48 кДа                                                                                                                                                        |
| Поставка                           | Холодильный пакет                                                                                                                                             |