


Кроличье Моноклональное Антитело Против E2F4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q16254

Артикул: CM0003559



введение

Изучите наше кроличье моноклональное антитело против E2F4, оптимизированное для Вестерн-блоттинга и ИФА на моделях человека и мыши. Идеально подходит для исследования регуляции клеточного цикла и механизмов транскрипционного контроля.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	E2F4 Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	E2F-4; E2F4
Вид	Человек
ID гена	1874
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 250-350 белка E2F4 человека (Q16254)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q16254
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом