


Моноклональное Антитело Против Eaat1/Slc1A3 Для Wb, If-P, Ihc-P, Ифа - P43003

Артикул: CM0005614



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому EAAT1/SLC1A3, валидированное для WB, IF-P, IHC-P, ИФА. Распознает мышиный и крысиный антиген. Подходит для нейробиологических исследований транспорта глутамата и возбуждающей нейротрансмиссии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EAAT1/SLC1A3 кроличье мкАт
Примечания/алиасы	EA6; EAAT1; GLAST; GLAST1; EAAT1/SLC1A3
Вид	Человек
GeneID (человек)	6507
GeneID	6507
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в составе аминокислот 150-250 человеческого EAAT1/SLC1A3 (P43003)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P43003
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	Холодильный пакет