


Кроличье Моноклональное Антитело Против Eaat2 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ihc-P, Elisa - P43004

Артикул: CM0009974



введение

Высокоаффинное кроличье моноклональное антитело против человеческого EAAT2 (SLC1A2) для Вестерн-блоттинга, IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрёстно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований глутаматных транспортеров в изучении синаптической функции и неврологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против EAAT2
Примечания/Альтернативные названия	GLT1; HBGT; DEE41; EAAT2; GLT-1; EIEE41; EAAT2/SLC1A2
Вид	Человек
ID гена	6506
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекры́стная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P43004
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом