


Поликлональное Антитело Anti-Eaat2/Slc1A2 Для Wb, If-P, Elisa - P43004

Артикул: CM0014539



введение

Кроличье поликлональное антитело против EAAT2/SLC1A2 (GLT-1), валидированное для WB, IF-P, ELISA; реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на транспортер глутамата для исследований синаптической биологии и неврологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EAAT2/SLC1A2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	GLT1; HBGT; DEE41; EAAT2; GLT-1; EIEE41; EAAT2/SLC1A2
Вид	Человек
GeneID (человек)	6506
GeneID	6506
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 474-574 человеческого EAAT2/SLC1A2 (NP_004162.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P43004
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом