


Поликлональные Антитела Против Eaf1 Для Вестерн-Блота, Ифа — Q96Jc9

Артикул: CM0022219



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого EAF1 (ELL-associated factor 1, фактор 1, ассоциированный с ELL), валидированные для Вестерн-блота и ИФА. Обладают перекрестной реактивностью с белками человека и крысы. EAF1 является транскрипционным трансактиватором элонгационной активности ELL/ELL2, локализован в ядерных спеклах и тельцах Кахаля.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EAF1 кроличья пАт
Примечания/псевдонимы	EAF1
Вид	Человек
GeneID (человек)	85403
GeneID	85403
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 50-120 человеческого EAF1 (NP_149074.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q96JC9
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Хладоэлемент