

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Ears2 Для Wb, Elisa — Q5Jph6

Артикул: CM0018308

введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого EARS2 (митохондриальной глутамил-тРНК-синтетазы). Валидировано для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью с мышинным белком. Подходит для исследований митохондриальной трансляции и аминокацил-тРНК-синтетаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EARS2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	MSE1; gluRS; COXPD12; mtGlnRS; EARS2
Вид	Человек
Идентификатор гена	124454
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 42-220 человеческого EARS2 (NP_001295140.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q5JPH6
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом