


Поликлональные Антитела Против Eb3/Mapre3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — Q9Uру8

Артикул: CM0029570



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого EB3/MAPRE3, валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обладают перекрестной реактивностью с мышинным белком. Разработаны для исследований динамики микротрубочек, функции веретена деления и клеточного деления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EB3/MAPRE3 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/синонимы	EB3; RP3; EBF3; EBF3-S; EB3/MAPRE3
Вид	Человек
ID гена (человек)	22924
ID гена	22924
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-281 человеческого EB3/MAPRE3 (NP_036458.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9UPY8
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Хладоэлемент