


Кроличья Моноклональная Антитела Против Eb3/Mapre3 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ury8

Артикул: CM0003528



введение

Высококачественная кроличья моноклональная антитела против человеческого EB3/MAPRE3 (член 3 семейства микротрубочек-связанных белков RP/EB). Валидирована для WB, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагирует с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований цитоскелета и клеточного деления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к EB3/MAPRE3
Примечания/Алиасы	EB3; RP3; EBF3; EBF3-S; EB3/MAPRE3
Вид	Человек
ID гена (человек)	22924
ID гена	22924
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 182-281 человеческого EB3/MAPRE3 (Q9URY8).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9URY8
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	С ледяным пакетом