

Поликлональное Кроличье Антитело Против Ebag9 Для Wb, Elisa — 000559

Артикул: CM0018835

введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого EBAG9 (RCAS1), валидированное для WB и ELISA. Подходит для исследований апоптоза и рака, нацелено на мембранный белок аппарата Гольджи массой 24 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EBAG9 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	EB9; PDAF; EBAG9
Вид	Человек
GeneID (человек)	9166
GeneID	9166
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-213 человеческого EBAG9 (NP_004206.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	000559
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент