

Поликлональные Антитела Против Ebf3 Для Вб, Ифа - Q9H4W6

Артикул: CM0019070



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий EBF3 (COE3). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, обладают перекрестной реактивностью с крысой. Идеально подходят для исследований регуляции транскрипции и нейроразвития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EBF3 кроличьи пкА
Примечания/псевдонимы	COE3, OE-2, EBF-3, HADD5, O/E-2, EBF3
Вид	Человек
GeneID (человек)	253738
GeneID	253738
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 400-500 человеческого EBF3 (NP_001005463.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q9H4W6
Молекулярная масса белка	65 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом