

Кроличье Моноклональное Антитело Против Ebi3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q14213

Артикул: CM0002141



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого EBI3 (бета-субъединицы IL-27), перекрестно реагирующее с человеческим, мышиным и крысиным белком. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Мишень — секретируемый цитокин, участвующий в регуляции иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EBI3 Rabbit mAb
Примечания/алиасы	IL27B; IL35B; IL-27B; EBI3
Вид мишени	Человек
GeneID (человек)	10148
GeneID	10148
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 130-229 человеческого EBI3 (Q14213)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14213
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом