


Кролиčky Поликлональные Антитела К Ebna1Bp2 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q99848

Артикул: CM0030434



введение

CamelBio предлагает кролиčky поликлональные антитела к EBNA1BP2 (P40, EBP2, NOBP), валидированные для методов WB, IF/ICC и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Эти антитела нацелены на вероятный белок процессинга рРНК EBP2 — ядрышковый белок, участвующий в биогенезе рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролиčky поликлональные антитела (pAb) к EBNA1BP2
Примечания/Синонимы	P40, EBP2, NOBP, EBNA1BP2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10969
GeneID	10969
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-306 человеческого EBNA1BP2 (NP_006815.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q99848
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом