


Поликлональное Антитело Против Ebp Для Wb И Elisa - Q15125

Артикул: CM0016211



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого EBP (3-бета-гидроксистероид-Дельта(8), Дельта(7)-изомераза), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований метаболизма холестерина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к EBP
Примечания/синонимы	CPX; CHO2; CPXD; MEND; CDPX2; EBP
Вид	Человек
Идентификатор гена	10682
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого EBP (NP_006570.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q15125
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом