

Моноклональное Антитело Anti-Ebp1/Pa2G4 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q9Uq80

Артикул: CM0010839



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий EBP1/PA2G4, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует также с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований пролиферации клеток, передачи сигналов ERBB3 и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к EBP1/PA2G4
Примечания/синонимы	EBP1; HG4-1; ITAF45; p38-2G4; EBP1/PA2G4
Вид	Человек
GeneID (человек)	5036
GeneID	5036
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300–394 человеческого EBP1/PA2G4 (NP_006182.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UQ80
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом