

Поликлональное Антитело Против Ebp1/Pa2G4 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q9Uq80

Артикул: CM0028339



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против EBP1/PA2G4, валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнальной трансдукции ERBB3, пролиферации клеток и процессинга pPHK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EBP1/PA2G4 кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	EBP1; HG4-1; ITAF45; p38-2G4; EBP1/PA2G4
Вид	Человек
Идентификатор гена	5036
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-394 человеческого EBP1/PA2G4 (NP_006182.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UQ80
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Холодовой пакет