

Анти-Ecd Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O95905

Артикул: CM0022236

введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика, направленные против ECD (гомолог экдизона), для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными белками. Идеально подходят для изучения стабильности p53, транскрипции и прогрессии клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ECD кролик pAb
Примечания/Псевдоним	GCR2; SGT1; HSGT1; ECD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11319
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 435-644 человеческого ECD (NP_009196.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95905
Молекулярный вес белка	73кДа
Доставка	Сумка со льдом