


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Eci2 Для Wb И Elisa — 075521

Артикул: CM0013443



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого ECI2 (изомераза 2 дельта-енол-CoA). Валидировано для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований метаболизма жирных кислот и пероксисомальных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ECI2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	DRS1; PECI; ACBD2; DRS-1; HCA88; dj1013A10.3; ECI2
Вид	Человек
GeneID (человек)	10455
GeneID	10455
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-364 человеческого ECI2 (NP_006108.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O75521
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия транспортировки	Хладагентный пакет