

Поликлональное Антитело Anti-Ecm1 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q16610

Артикул: CM0022996

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого ECM1, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с мышиным ECM1 и нацелено на секретируемый гликопротеин массой 61 кДа, участвующий в формировании костной ткани и ангиогенезе; подходит для исследований внеклеточного матрикса и онкологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ECM1
Примечания/синоним	URBWD; ECM1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1893
GeneID	1893
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 280–405 человеческого ECM1 (NP_004416.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q16610
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия транспортировки	Хладопакет