

## Анти-Ecsit Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bq95

Артикул: CM0028982



### введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против ECSIT (SITPEC), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. ECSIT является ключевым адаптером в врожденном иммунитете, сигналинге NF-kB и сборке митохондриального комплекса I.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | ECSIT кроличий pAb                                                                                                                     |
| Примечания/Псевдоним      | SITPEC; ECSIT                                                                                                                          |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                |
| ID гена (Человек)         | 51295                                                                                                                                  |
| ID гена                   | 51295                                                                                                                                  |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-296 человеческого ECSIT (NP_001135936.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                 |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                      |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                   |
| SWISS                     | Q9BQ95                                                                                                                                 |
| Молекулярный вес белка    | 49кДа                                                                                                                                  |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                         |