


Поликлональное Кроличье Антитело Против Edar Для Вестерн Блоттинга, Ифа - Q9Une0

Артикул: CM0028085



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий EDAR, рецептор эктодисплазина А. Подходит для применения в Вестерн блоттинге и ИФА. EDAR опосредует сигнальные пути NF- κ B и JNK и связан с эктодермальной дисплазией.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EDAR Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	DL; ED3; ED5; ED1R; EDA3; HRM1; EDA1R; ECTD10A; ECTD10B; EDA-A1R; EDAR
Вид	Человек
GeneID (человек)	10913
GeneID	10913
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-187 человеческого EDAR (NP_071731.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UNE0
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом