

Поликлональное Кроличье Антитело Против Edaradd Для Wb И Elisa - Q8Wwz3

Артикул: CM0015681

введение

Кроличье поликлональное антитело EDARADD подходит для WB и ELISA и выявляет белок EDARADD человека. Этот адаптерный белок играет критически важную роль в морфогенезе эктодермальных органов и передаче сигналов NF-κB.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело EDARADD
Примечания/синонимы	CR, ED3, EDA3, ECTD11A, ECTD11B, EDARADD
Вид	Человек
ID гена (человек)	128178
ID гена	128178
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-215 белка EDARADD человека (NP_665860.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q8WWZ3
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом